

GC Initial IQ



ONE BODY,
LAYERING-OVER-METAL
LAYERING-OVER-ZIRCON

Technical Manual/*Verarbeitungsanleitung*
Manuel Technique/*Manuale Tecnico*
Manual Técnico/*Instrukcja techniczna*

GC Initial IQ Layering

'GC.'

APRIL 2011



*initial*_{IQ}

One Body Layering Concept



*GC Initial IQ One Body
Layering-over-Metal Set*



*GC Initial IQ
One Body Layering-
over-Zircon Set*



*GC Initial Zr
Light Reflective Liner Set*



Technical Manual Verarbeitungsanleitung

GC Initial IQ Layering




Table of Contents

Inhaltsverzeichnis

| | Page |
|---|---------|
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Colour Charts / | |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Farbtabellen | 5 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Opaque Layering / Opakerschichtung | 6 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Full Contour Build Up Procedure / Vollanatomische Schichtung | 7 |
| GC Initial IQ, Lustre Pastes Application / Lasurpastenanwendung | 8 – 9 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Colour Combination Charts / Farbzordnungstabellen | 10 |
| GC Initial IQ / GC Initial IQ | 11 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Firing Chart / Brenntabelle | 12 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Alloy List / Legierungsliste | 13 |
| Related Products – INmetalbond / Verwandte Produkte – INmetalbond | 14 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Colour Charts / | |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Farbtabellen | 15 |
| GC Initial Zircon – Light Reflective Liner (LR) / GC Initial Zircon – Light Reflective Liner (LR) | 16 - 17 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Full Contour Build Up Procedure / Vollanatomische Schichtung | 18 - 19 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Recommendations / | |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Hinweise | 20 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Colour Combination Charts / Farbzordnungstabellen | 21 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Firing Chart / Brenntabelle | 22 |
| Physical Properties and Shelf Life / Physikalische Eigenschaften & Haltbarkeitsdauer | 23 |
| A short overview of the capacity of the GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon System / | |
| Ein kleiner Überblick über das Leistungsspektrum des GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon Systems | 24 |

Photoshooting: ZTM Michael Brüsch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germany
 ZTM Oliver Heinzle, Götzis, Austria
 CDT Mark Bladen, Worcestershire, United Kingdom

Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germany.

Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germany.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Colour Charts

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Farbtabellen

Colour Charts Farbtabellen

Choose from the following components to create the most popular shades.
Please find detailed combination recommendations on page 10.

Für gängigsten Farben verwenden Sie bitte die folgenden Komponenten.
Detailliertere Empfehlungen zu Farbkombinationen siehe S. 10.

| initial ^{IQ} One Body Layering-over-Metal, Paste Opaques | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|
| Paste Opaques | 5 | A2 | A3 | B2 | C2 | D2 |

| initial ^{IQ} One Body Layering-over-Metal, Body Powders | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| Body Powders | 4 | A | B | C | D |

initial^{IQ} Lustre Pastes / Lasurpasten



GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Opaque Layering

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Opakerschichtung



Cast or CAD/CAM made metal frameworks are finished using tungsten carbide metal burs or ceramic-bonded grinding instruments and oxidized according to alloy manufacturers instructions.

Das gegossene oder CAD/CAM hergestellte Metallgerüst wird mit Hartmetallfräsern oder keramisch gebundenen Schleifkörpern ausgearbeitet und nach Angabe des Legierungsherstellers oxidiert.



Apply the first Opaque layer (wash) with the normal GC Initial MC Paste Opaques in a thin layer using a flat brush. Before firing, fluorescent crystals can be applied on the Opaque surface.

Erste Opakerschicht (wash) mit den normalen GC Initial MC Pastenopakern und einem flachen Pinsel in einer dünnen Schicht auftragen. Auf den noch nicht gebrannten Washbrand können hochfluoreszierende Streukristalle aufgebracht werden.



After firing, these Fluo Crystals are the base for a very important equal layer of the 2nd Opaque firing.

Nach dem Brand bilden die „Fluo Crystals“ die Grundlage für eine gleichmäßige Schichtstärke des 2. Opakerauftrags.



Fire second Opaque layer as usual, at critical areas the coloured Opaque Modifiers should be used. The Opaque layer should have a slightly shiny surface.

Der 2. Opakerauftrag sollte, wie üblich an den kritischen Stellen farblich, mit Opaker-Modifier unterstützt werden. Die Oberfläche des Opakers soll leicht glänzend sein.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Full Contour Build Up Procedure

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Vollanatomische Schichtung



Application of Body Powder over the entire surface.

Auftrag des Body Powders über die gesamte Oberfläche.



Final full contour build up.

Die komplette, vollanatomische Schichtung.



The restoration is fired following the firing parameters of the 1st Body firing (see firing chart). The fired ceramic surface shows a slight gloss.

Die fertiggeschichtete Restauration wird mit den Brennparametern für den 1. Bodybrand gebrannt (s. Brenntabelle). Die gebrannte Restauration zeigt einen leichten Glanz.



Result after correction firing.

Das Ergebnis nach dem Korrekturbrand.

GC Initial IQ • Lustre Pastes Application

GC Initial IQ • Lasurpastenanwendung



Before applying the Lustre Coating, the ceramic restoration is shaped and contoured using adjusted diamond burs. After prepolishing with a ceramic polisher the finished crowns and bridges are sand-blasted with 50 microns Alu-Oxid at 1.5 bar pressure.

Die fertig ausgearbeiteten Kronen & Brücken werden vor dem Auftragen der Lasurschicht mit einem Keramikpolierer vorpoliert und anschließend mit 50µ Aluminiumstrahlmittel bei ca. 1.5 bar abgestrahlt und gereinigt.



The Lustre Paste Neutral is coated on the entire surface of the sandblasted restoration. This coating is clearly thicker than what is known from a normal Glaze firing.

Note: these Lustre Pastes must not come in contact with water.



Auf die sandgestrahlte Restauration wird zunächst, deutlich „dicker“ als wir es von einem normalen Glanzbrand gewohnt sind, die neutrale Lasur (L-N) flächendeckend aufgetragen.

Anmerkung: die Lasurpasten dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen.



The requested Vita Classic Shade is created by a more or less intensive application of the Lustre Pastes "Body A - D". This process, which only takes two minutes, is everything that is necessary to create Vita Classic Shades.

Die gewünschte Vita Classic Farbe wird durch mehr oder weniger intensives Auftragen der „Body Lasuren A - D“ erreicht. Um eine Übereinstimmung mit der Vita Classic Farbe zu erreichen, benötigt man nicht mehr als 2 Minuten.



GC Initial IQ • Lustre Pastes Application

GC Initial IQ • Lasurpastenanwendung



Tip: The desired surface texture or smoothness of the Lustre Paste layer can be obtained by softly vibrating or condensing the restoration.

Tipp: Die gewünschte Oberflächenglätte erhält man nach dem Lasurauftrag durch leichtes Riffeln an der abgehobenen Restauration.



Result after 1 firing.

Ergebnis nach einem Brand.

For a more detailed description of the possibilities of Lustre Pastes NF, please see the appropriate manual.

Für weitergehende Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten der Lustre Pastes NF ziehen Sie bitte das entsprechende Handbuch für dieses Produkt zu Rate.




GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Colour Combination Charts

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Farbzusordnungstabellen

| Shades / Farben | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | D2 | D3 | D4 |
|--|---------|-----|-----|-------|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| GC Initial MC Opaque | OA1 | OA2 | OA3 | OA3.5 | OA4 | OB1 | OB2 | OB3 | OB4 | OC1 | OC2 | OC3 | OD2 | OD3 | OD4 |
| GC Initial IQ Layering-over-Metal Body Powders | Body A | | | | | Body B | | | | Body C | | | Body D | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Neutral | ← L-N → | | | | | | | | | | | | | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Body Shade | ← L-A → | | | | | ← L-B → | | | | ← L-C → | | | ← L-D → | | |


Lustre Pastes, Coloration Scheme

Lustre Pastes, Anwendungsschema



Basic application for Vita Classic Shades
Basis Bemalung für Vita Classic Farbe

L-N: Lustre Neutral
L-A/D: Lustre Body A – D



L-1: Lustre Enamel Effect 1 – Vanilla
L-2: Lustre Enamel Effect 2 – White
L-3: Lustre Enamel Effect 3 – Light Grey
L-4: Lustre Enamel Effect 4 – Dark Grey

L-5: Lustre Enamel Effect 5 – Light Blue
L-6: Lustre Enamel Effect 6 – Dark Blue
L-7: Lustre Enamel Effect 7 – Incisio
L-8: Lustre Enamel Effect 8 – Olive
L-9: Lustre Enamel Effect 9 – Value

Important Information:

All GC Initial, IQ One Body Layering-over-Metal materials and GC Initial MC materials are fully compatible and can easily be combined for extended options.

Wichtiger Hinweis:

All GC Initial, IQ One Body Layering-over-Metal Materialien und GC Initial MC Materialien sind kompatibel und können für erweiterte Optionen einfach miteinander kombiniert werden.

GC Initial IQ GC Initial IQ




GC Initial IQ One Body Layering-over-Metal capabilities.

Ein kleiner Überblick über das Leistungsspektrum des GC Initial IQ One Body Layering-over-Metal.



GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Firing Chart

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Brenntabelle

|  | Preheating temp. Start-Temperatur | Drying time Trocknungs-Zeit | Raise of temp. Temperatur-Anstieg | Vacuum Vakuum | Final temp. End-Temperatur | Holding time Haltezeit | Appearance Erscheinungsbild |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---|
| Oxidation Oxidbrand | Refer to the alloy manufacturer's instructions Je nach Angaben des Legierungsherstellers | | | | | | |
| 1st Paste Opaque Firing* Washbrand* (Pastenopaker) | 550°C | 6 min | 80°C/min | Yes/Ja | 940°C | 1 min | Shiny Glänzend |
| 2nd Paste Opaque Firing Opakerbrand (Pastenopaker) | 550°C | 6 min | 80°C/min | Yes/Ja | 930°C | 1 min | Slightly shiny Leicht glänzend |
| 1st Body firing 1. Bodybrand | 600°C | 4 min | 80°C/min | Yes/Ja | 900°C | 1 min | Slightly shiny Leicht glänzend |
| 2nd Body firing (correction firing) Korrekturbrand | 600°C | 3 min | 80°C/min | Yes/Ja | 890°C | 1 min | Slightly shiny Leicht glänzend |
| Glaze Firing Lustre Pastes Glanzbrand Lustre Pastes | 480°C | 2 min | 45°C/min | No/Nein | 810°C | 1 min | Shiny Glänzend |

Note: Ceramic furnaces of different types may vary significantly in real firing temperature compared to indicated temperature. Please periodically calibrate your furnace and do test firings if necessary.


**Please increase temperature of first Opaque firing by +20°C when using Non-Precious Metals.*

Hinweis: Keramiköfen verschiedener Typen weichen in ihrer Brennführung zum Teil erheblich von den eingestellten Temperaturen ab. Kalibrieren Sie Ihre Öfen regelmäßig und führen Sie ggf. Testbrände durch.

**Bitte die Temperatur des ersten Opakerbrandes um +20°C erhöhen, wenn NEM Legierungen verwendet werden.*

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal • Alloy List

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal • Legierungsliste



| Alloy Legierung | Company Firma | Oxidation* Oxidbrand* | CTE* (25° - 500°) WAK* (25°-500°) |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| High-Gold Content Alloys Hochgoldhaltige Aufbrennlegierung | | | |
| Bio Herador SG | Heraeus | V-950°C 10min | 14,5 |
| Herador NH | Heraeus | A-950°C 5min | 13,9 |
| Herador SG | Heraeus | V-980°C 10min | 14,4 |
| JP 84 | Jensen | A-1010°C 5min | 14,1 |
| Bio Ponto Star | Bego | A-950°C 10min | 14,2 |
| Biogold Plus | Elephant | A-950°C 3min | 14,3 |
| Porta Geo Ti | Wieland | A-950°C 10min | 14,1 |
| Degudent N | Degussa | A-980°C 10min | 14,3 |
| Reduced-Gold Content Alloys Goldreduzierte Aufbrennlegierung | | | |
| V-Deltabond | Metalor | A-950°C 10min | 14,1 |
| Degudor | Degussa | A-980°C 10min | 13,7 |
| Non-Precious Alloys Nichtedelmetall-Aufbrennlegierungen | | | |
| Girobond NB | Girrbach | A-1040°C 1-2min | 14,6 |
| Wiron 99 | Bego | A-980°C 7min | 13,8 |
| Xera Fit | Metalor | V-980°C 10min | 14,1 |
| Novarex | Jeneric | V-1040°C 0min | 14,1 |
| Wirobond C | Bego | A-980°C 7min | 14,0 |
| FINOBOND NF, NF Superior | Fino | A-980°C 5 min | 14,4 |
| Bio Cromadent | Koos | A-980°C 7min | 14,4 |
| Palladium Based Alloys Palladiumbasis-Aufbrennlegierungen | | | |
| JP5 | Jensen | V-1010°C 5min | 14,9 |

V = under Vacuum • A = Atmospheric / No Vacuum / V = unter Vakuum • A = atmosphärisch / Normaldruck

* Following alloy manufacturer instructions. / * Nach Angaben des Legierungsherstellers

Related Products - INmetalbond

Verwandte Produkte - INmetalbond




Thin layer bonder between alloy and ceramic. The INmetalbond avoids degassing of metal oxides during various firings and neutralizes differences in CTE. The metal framework should be prepared according to the manufacturers instructions.

Eine dünne Zwischenschicht zwischen Legierung und Keramik. Der INmetalbond neutralisiert die Entgasung der Metalloxide und dient als WAK-Puffer. Das Gerüst wird nach Herstellerangaben vorbereitet.



Stir before using. Apply the bonder in a thin layer, but completely mask the framework. Important: Do not moisten dried Bonder. Close the cap after using.

Vor dem Gebrauch gut durchrühren. Mit einem Pastenopakerpinsel wird der Bonder dünn aber deckend aufgetragen. Wichtig: Ausgetrockneter Bonder darf nicht wieder angefeuchtet werden. Nach dem Gebrauch Deckel schließen.

|  Oxidation Oxidbrand | Preheating temp. Start-Temperatur | Drying time Trocknungs-Zeit | Raise of temp. Temperatur-Anstieg | Vacuum Vakuum | Final temp. End-Temperatur | Holding time Haltezeit | Appearance Erscheinungsbild |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | Refer to the alloy manufacturer's instructions Je nach Angaben des Legierungsherstellers | | | | | | |
| Bonder Bonder | 550°C | 6 min | 80°C/min | Yes/Ja | 980°C | 1 min | Slightly shiny Leicht Glänzend |



The Bonder has a yellowish, slight shiny surface. Note: The colour of the fired bonder depends on the alloys' compounds. When using non precious alloys with the INmetalbond, the Opaque washbake does not need to be increased by 20°C.

Der Bonder weist nach dem Brennen ein gelbliches, leicht glänzendes Erscheinungsbild auf. Hinweis: Je nach Legierungszusammensetzung kann sich die Farbe des gebrannten Bonders ändern. Bei Verwendung von Nichtelegmetallen braucht der Opaker-Washbrand nicht mit um 20°C erhöhter Temperatur durchgeführt zu werden.

The above mentioned firing parameters are only guidelines and therefore always need to be adjusted to the firing furnace and its correct functionality. Most important is to obtain the right firing result. These firing parameters can only be used as guidelines.

Die oben angegebenen Brennparameter sind Richtwerte, die stets dem jeweils verwendeten Brennofen und der Situation des Ofens angeglichen werden müssen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Information nur als Richtlinie gilt.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Colour Charts

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Farbtabellen

Colour Charts Farbtabellen

Choose from the following components to create the most popular shades.
Please find detailed combination recommendations on page 21.

Für gängigsten Farben verwenden Sie bitte die folgenden Komponenten.
Detailliertere Empfehlungen zu Farbkombinationen siehe S. 21.

| initial _{Zr} Light Reflective Liners | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Light Reflective Liners | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bleach |

| initial ^{IQ} One Body Layering-over-Zircon, Body Powders | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| Body Powders | 5 | A | B | C | D | Bleach |

initial_{IQ} Lustre Pastes / Lasurpasten



GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner




Using the Zr-LR Liners, you can easily adjust the shade of different coloured ZrO_2 materials for a systematic approach. For example, to achieve the Classic Vita shades, see the colour combination charts page 21.

Die Zr-LR Liners ermöglichen eine einfache Angleichung der Farbe unterschiedlich eingefärbter Zirkongerüste, z.B. um systematisch die klassischen Vita-Farben zu reproduzieren.
Siehe Farbzuzuordnungstabellen S. 21.



A single-colour application (a) of the Zr-LR Liners is possible, as well as a multi-colour application (b), or an additional coloration with GC Initial IQ Lustre Pastes NF (c).



Die Zr-LR Liners können einfarbig (a) oder mehrfarbig (b) aufgetragen werden. Ebenso ist eine weitergehende Individualisierung mit den GC Initial IQ Lustre Pastes NF möglich (c).

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner



Apply Zr-LR Liner evenly thin, but covering.
Refer to the firing chart on page 22.



*Der Zr-LR Liner wird dünn, aber deckend aufgetragen.
Brennen nach Brenntabelle, s. S. 22.*



Tip: Use more intense Zr-LR Liner to modify the basic shades partially. To achieve maximum modification, we also recommend the use of GC Initial IQ Lustre Pastes on the Liner.



Tipp: Mit einem stärker eingefärbten Zr-LR Liner können die Basisfarben individualisiert werden. Für eine noch weitergehende Individualisieren können auch die GC Initial IQ Lustre Pastes auf dem Liner angewendet werden.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Full Contour Build Up Procedure

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Vollanatomische Schichtung



Apply one Body Powder, building up the entire crowns to anatomical contour (A, B, C, D or BL Powders).

Die Kronen werden voll anatomisch mit der Body Keramikmasse geschichtet (A,B, C, D oder BL Massen).



Tip: Good condensing before firing reduces shrinkage.

Tipp: Eine gute Verdichtung der Massen vor dem Brand reduziert die Schrumpfung.



GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Full Contour Build Up Procedure

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Vollanatomische Schichtung



For corrections, use the same powder again. Fire according to firing chart on page 22.

Für eventuelle Korrekturen wird die Masse des ersten Brandes gewählt. Brennen gemäß Tabelle S. 22.



Correct the shape by appropriately grinding as usual.

Formkorrekturen beim Ausarbeiten - wie gewohnt.



*Sandblast before coloration by Lustre Pastes with Glaze firing
- Alox 50µm, 2bar pressure.*

Vor der Farbgebung mittels Lustre Pastes beim Glanzbrand vorsichtig abstrahlen - Alox 50µm, 2bar Druck.



Finally, apply Lustre Pastes as described on page 8.

Abschließender Auftrag der Lustre Pastes wie auf S. 8.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Recommendations

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Hinweise





Highly aesthetic result after Glaze Firing with Lustre Pastes.

Hochästhetisches Ergebnis nach dem Glanzbrand mit Lustre Pastes.



Tip: For optimal aesthetic results, the ZrO_2 framework of the pontic should be extended to basal as far as possible (within the common guidelines of hygienic requirements). If the framework is not appropriately extended, the cervical area of the pontic will have a grayish appearance. Proper framework design, anticipating the transparency, and translucency effects of the veneering ceramics is key for the best aesthetic design.

Tipp: Für optimale ästhetische Ergebnisse sollte die Verblendung des Brückengliedes so weit wie möglich nach basal mit dem Zirkon-Gerüst unterlegt sein, (stets im Rahmen der allgemeine Richtlinien der Brückengliedgestaltung) um einen harmonischen Farbverlauf der Verblendkeramik zu gewährleisten. Zu große Abstände, die durch Verblendkeramik aufgefüllt werden müssen, führen zu einem unschönen (dunklen) Ergebnis in diesen Bereichen. Eine vorausschauende Gerüstgestaltung, die die Transparenz- und Transluzenzeffekte der Verblendkeramik berücksichtigt, ist der Schlüssel zu perfekter Ästhetik.




GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Colour Combination Charts

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Farbzuordnungstabellen

| Shades / Farben | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
|--|---------|----|----|------|---------|----|----|----|---------|-------------|----|----|---------|----|----|----|
| GC Initial Zr Light Reflective Liner | BL | 1 | 2 | 3 | 3 | BL | 4 | 4 | 5 | BL:2 1:1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| GC Initial IQ Layering-over-Zircon Body Powders | A | A | A | A | A | BL | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Neutral | ← L-N → | | | | | | | | | | | | | | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Body Shade | ← L-A → | | | | ← L-B → | | | | ← L-C → | | | | ← L-D → | | | |


Lustre Pastes, Coloration Scheme

Lustre Pastes, Anwendungsschema



Basic application for Vita Classic Shades
Basis Bemalung für Vita Classic Farbe

L-N: Lustre Neutral
L-A/D: Lustre Body A - D



L-1: Lustre Enamel Effect 1 – Vanilla
L-2: Lustre Enamel Effect 2 – White
L-3: Lustre Enamel Effect 3 – Light Grey
L-4: Lustre Enamel Effect 4 – Dark Grey

L-5: Lustre Enamel Effect 5 – Light Blue
L-6: Lustre Enamel Effect 6 – Dark Blue
L-7: Lustre Enamel Effect 7 – Incisio
L-8: Lustre Enamel Effect 8 – Olive
L-9: Lustre Enamel Effect 9 – Value

Important Information:


All GC Initial, IQ One Body Layering-over-Zircon materials and GC Initial Zr-FS materials are fully compatible and can easily be combined for extended options.

Wichtiger Hinweis:

All GC Initial, IQ One Body Layering-over-Zircon Materialien und GC Initial Zr-FS Materialien sind kompatibel und können für erweiterte Optionen einfach miteinander kombiniert werden.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Firing Chart

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Brenntabelle

|  | Preheating temp. Starttemperatur | Drying time Trocknungszeit | Raise of temp. Temperaturanstieg | Vacuum Vakuum | Final temp. Endtemperatur | Holding time Haltezeit |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Light Reflective Liner Firing Light Reflective Liner-Brand | 450°C | 6 min | 45°C/min | Yes / Ja | 860°C | 1 min |
| 1st Body firing 1. Bodybrand | 450°C | 5 min | 50°C/min | Yes / Ja | 810°C | 1 min |
| 2nd Body firing (correction firing) Korrekturbrand | 450°C | 4 min | 50°C/min | Yes / Ja | 805°C | 1 min |
| Glaze Firing Lustre Pastes Glanzbrand Lustre Pastes | 480°C | 2 min | 45°C/min | No / Nein | 780°C | 1 min |

Note: Ceramic furnaces of different types may vary significantly in real firing temperature compared to indicated temperature. Please periodically calibrate your furnace and do test firings if necessary.

Hinweis: Keramiköfen verschiedener Typen weichen in ihrer Brennführung zum Teil erheblich von den eingestellten Temperaturen ab. Kalibrieren Sie Ihre Öfen regelmäßig und führen Sie ggf. Testbrände durch.

Physical Properties and Shelf Life


Physikalische Eigenschaften & Haltbarkeitsdauer

| PROPERTIES / EIGENSCHAFTEN | MEASURE / MAßEINHEIT | Initial IQ,One Body Layering-over-Metal | | Initial IQ,One Body Layering-over-Zircon | |
|--|-----------------------------------|---|------|--|-----|
| | | VALUE / WERT | | VALUE / WERT | |
| 1st Dentin Firing 1. Dentinbrand | °C | 900 | | 810 | |
| CTE (25-500°C) WAK (25-500°C) | Firings / Brände | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | 12,7 | 12,9 | 9,5 | 9,5 |
| Glass Transforming temperature Glastransformationspunkt | °C | 575 | | 550 | |
| Solubility Löslichkeit | µg/cm ³ | 25 | | 10 | |
| | | Max 100 | | Max 100 | |
| Density Dichte | g/ cm ³ | 2,52 | | 2,52 | |
| Flexural Strength Biegefestigkeit | MPa | 84 | | 90 | |
| | | Min 50 | | Min 50 | |
| Average Particle Size mµ Mittlere Korngröße mµ | D 50% | 25 | | 25 | |
| Bonding Strength Haftverbund | MPa | 50 | | N/A | |
| Ceramic Type Keramiksorte | N=Nature S=Synthetic Glass | N/S | | N/S | |

| PRODUCT DESCRIPTION / PRODUKT | SHELF LIFE / HALTBARKEIT |
|-------------------------------|--------------------------|
| GC Initial, all Powders | indefinite /unbegrenzt |
| GC Initial, all Pastes | 5 years / 5 Jahre |
| GC Initial, all Liquids | 4 years / 4 Jahre |
| GC Initial Fluo Crystals | indefinite /unbegrenzt |

A short overview of the capacity of the GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon System

Ein kleiner Überblick über das Leistungsspektrum des GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon Systems





Manuel Technique **Manuale tecnico**

GC Initial IQ Layering



Table des matières

Indice

| | Page / Pagina |
|--|---------------|
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Tableau des teintes / GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Scale colori | 27 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Opaque Layering / Applicazione dell'opaco | 28 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, contour anatomique complet / Procedura per la stratificazione anatomica dell'elemento | 29 |
| GC Initial IQ, Lustre Pastes, Application / Applicazione delle Lustre Paste | 30-31 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, tableaux de combinaison des teintes / Tavole delle combinazioni cromatiche | 32 |
| GC Initial IQ / GC Initial IQ | 33 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, tableau de cuisson / Tabella delle cotture | 34 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, liste des alliages / Elenco delle leghe | 35 |
| Related Products – INmetalbond / Prodotti correlati – INmetalbond | 36 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Tableau des teintes / GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Scale colori | 37 |
| GC Initial Zircon – Light Reflective Liner (LR) / Applicazione del Liner Riflettente | 38-39 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, contour anatomique complet / Procedura per la stratificazione anatomica dell'elemento | 40-41 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, recommandations / | |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Raccomandazioni | 42 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, tableaux de combinaison des teintes / Tavole delle combinazioni cromatiche | 43 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, tableau de cuisson / Tabella delle cotture | 44 |
| Propriétés physiques et péremption / Proprietà fisiche e durata utile | 45 |
| Aperçu des possibilités du système GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon / | |
| Breve panoramica delle potenzialità del sistema GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon | 46 |

Photos / Fotografie: ZTM Michael Brusch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germany
 ZTM Oliver Heinzle, Götzis, Austria
 CDT Mark Bladen, Worcestershire, United Kingdom

Vita® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Allemagne.

Vita® è un marchio commerciale di Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germania.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Tableau des teintes

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Scale colori

Tableau des teintes Scale colori

Pour obtenir une esthétique parfaite, choisissez parmi les composants suivants.
Vous trouverez en page 32 les combinaisons détaillées.

Scegliendo tra i componenti indicati di seguito si possono riprodurre le tinte più comunemente utilizzate.

Per i dettagli sulle combinazioni cromatiche raccomandate, consultare pagina 32.

*initial*_{IQ} One Body Layering-over-Metal, Paste Opaques

Paste Opaques (Pâtes) / Opachi in pasta

5

A2

A3

B2

C2

D2

*initial*_{IQ} One Body Layering-over-Metal, Poudres Body

Body Powders (poudres) / Masse in polvere

4

A

B

C

D

*initial*_{IQ} Lustre Pastes / Lustre Paste



L-N
Neutral



L-A
Body



L-B
Body



L-C
Body



L-D
Body



L-1
Vanilla



L-2
White



L-3
Light Grey



L-4
Dark Grey



L-5
Light Blue



L-6
Dark Blue



L-7
Incisio



L-8
Olive



L-V
Value

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, application de l'Opaque

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, applicazione dell'opaco



Les armatures métalliques coulées ou usinées (CAD/CAM) sont grattées et finies avec une fraise en carbure de tungstène et oxydées selon les instructions du fabricant de l'alliage.

Le strutture in metallo ottenute per fusione a cera persa o con tecnica CAD/CAM vengono rifinite con frese in metallo al carburo di tungsteno o con strumenti per molatura a legante ceramico e quindi vengono ossidate secondo le istruzioni del produttore della lega.



Appliquez la première couche Opaque (lait d'opaque) avec une pâte Opaque GC Initial MC en fine épaisseur à l'aide d'un pinceau plat. Avant la cuisson saupoudrez sur la surface de l'Opaque les "fluorescent crystals".

Applicare il primo strato di opaco (wash) con le normali paste GC Initial MC Paste Opaque usando un pennello piatto per stenderne uno strato sottile. Prima di cuocere, sulla superficie di opaco si possono applicare dei cristalli fluorescenti.



Après cuisson, ces Fluo Crystals (cristaux fluorescents) constituent une base importante pour une meilleure application de la 2nd couche de l'Opaque.

Dopo la cottura questi cristalli fluorescenti saranno la base per applicare un secondo e importante strato di opaco da cuocere.



Cuire la seconde couche d'opaque comme d'habitude. Au niveau des zones critiques, utilisez les Opaque Modifiers. La couche d'Opaque doit avoir une apparence légèrement brillante.

Cuocere il secondo strato di opaco come di consueto. Nelle aree critiche è opportuno usare gli Opaque Modifier colorati. Lo strato di opaco dovrebbe presentare una superficie leggermente lucida.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, contour complet
GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal,
procedura di stratificazione completamente anatomica



Montage de la dent avec une seule poudre Body .

Applicazione della dentina sull'intera superficie.



Montage final.

Stratificazione finale, completamente modellata.



La restauration est cuite selon les paramètres de cuisson de la 1ère cuisson Body (voir instructions de cuisson). La surface de la céramique cuite apparaît légèrement brillante.

Il restauro viene cotto secondo i parametri di cottura per la prima cottura della massa dentina (consultare le istruzioni per la cottura). La superficie della ceramica cotta si presenta leggermente lucida.



Résultat après correction de cuisson.

Risultato dopo la cottura di correzione.

GC Initial IQ • Application des Lustre Pastes

GC Initial IQ • Applicazione del Lustre Paste



Avant toute application de Lustre Paste, grattez à l'aide d'une fraise diamantée toute la surface à recouvrir ou pratiquez un sablage à l'oxyde d'alumine 50 microns sous pression de 1,5 bar.

Prima di applicare il rivestimento lucido, il restauro in ceramica viene modellato e rifinito nei contorni utilizzando delle frese diamantate. I ponti e le corone ultimati vengono quindi sabbiati con ossido di alluminio da 50 micron ad una pressione di 1,5 bar.



La "Lustre Paste Neutral" est enduite sur la surface entière de la restauration sablée. Cette couche est nettement plus épaisse qu'un Glaze classique.

Astuce: Ces "Lustre Pastes" ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.

Lustre Paste Neutral viene applicato su tutta la superficie del restauro sabbiato. Questo rivestimento è chiaramente più spesso di quello consueto ottenuto dopo la normale cottura di glasura.

Nota: Lustre Paste non può venire a contatto con l'acqua.



Les teintes du teintier Vitapan Classic® Shade sont obtenues par une application plus ou moins intensive de Lustre Pastes "Body A - D". Ce procédé qui ne prend que 2 minutes, suffit à créer les teintes du teintier Vitapan Classic®.

Il colore Vitapan Classic® richiesto viene riprodotto applicando in modo più o meno intenso Lustre Paste "Body A - D". Questo processo, che richiede solo 2 minuti, sarà sufficiente a creare i colori Vitapan Classic®.



GC Initial IQ • Lustre Pastes application

GC Initial IQ • Applicazione delle Lustre Paste



Astuce: Une surface lisse et douce peut être obtenue par faible vibration ou en condensant la restauration.

Suggerimento: Per ottenere la struttura superficiale desiderata o una superficie particolarmente liscia dello strato di Lustre Paste, si consiglia di vibrare delicatamente o condensare il restauro.



Résultat après 1 cuisson.

ErRisultato dopo una cottura.

Pour plus de détails sur les possibilités offertes par Lustre Pastes NF, consultez le manuel approprié.

Per una descrizione più dettagliata delle possibilità offerte dalle Lustre Paste NF, consultare il manuale apposito.




GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, tableau de combinaison des teintes

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Tavole delle combinazioni cromatiche

| Teintes / Colori | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | D2 | D3 | D4 |
|---|---------|-----|-----|-------|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| GC Initial MC Opaque / Opaco | OA1 | OA2 | OA3 | OA3.5 | OA4 | OB1 | OB2 | OB3 | OB4 | OC1 | OC2 | OC3 | OD2 | OD3 | OD4 |
| GC Initial IQ Layering over-Metal Body Poudres /Masse dentina in polvere | Body A | | | | | Body B | | | | Body C | | | Body D | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Neutral / Neutro | ← L-N → | | | | | | | | | | | | | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes, teintes Body / Colore dentina | ← L-A → | | | | | ← L-B → | | | | ← L-C → | | | ← L-D → | | |


Lustre Pastes, coloration

Lustre Paste, Schema di applicazione dei colori



Basé sur le teintier Vitapan Classic®
Applicazione di base per i colori Vitapan Classic®

L-N: Lustre Neutral
L-A/D: Lustre Body A - D



L-1: Lustre Enamel Effect 1 - Vanilla
L-2: Lustre Enamel Effect 2 - White
L-3: Lustre Enamel Effect 3 - Light Grey
L-4: Lustre Enamel Effect 4 - Dark Grey

L-5: Lustre Enamel Effect 5 - Light Blue
L-6: Lustre Enamel Effect 6 - Dark Blue
L-7: Lustre Enamel Effect 7 - Incisio
L-8: Lustre Enamel Effect 8 - Olive
L-9: Lustre Enamel Effect 9 - Value

Information importante:

Tous les matériaux GC Initial, IQ One Body Layering-over-Metal et GC Initial MC sont entièrement compatibles et se combinent aisément avec d'autres options.

Nota importante:

Tutti i materiali GC Initial, IQ One Body Layering-over-Metal e i materiali GC Initial MC sono completamente compatibili e possono facilmente essere combinati per ottenere una gamma più ampia di possibilità.

GC Initial IQ GC Initial IQ




GC Initial IQ One Body Layering-over-Metal, possibilités.

Potenzialità di GC Initial IQ One Body Layering-over-Metal.



GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, instructions relatives à la cuisson

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Tabella delle cotture

|  | T° de préchauffage Temperatura di pre-riscaldamento | Temps de séchage Tempo di asciugatura | Montée en t° Incremento di temperatura | Vide Vuoto | Température finale Temperatura finale | Temps de maintien Tempo di mantenimento | Apparence Aspetto |
|---|---|--|---|---------------|--|--|--|
| Oxydation Ossidazione | Se référer aux instructions du fabricant de l'alliage Consultare le istruzioni del produttore di leghe | | | | | | |
| 1 ^{ère} cuisson de l'Opaque * 1° cottura opaco in pasta* | 550°C | 6 min | 80°C/min | Oui/Sì | 940°C | 1 min | Brillante Lucido |
| 2 nd cuisson de l'Opaque * 2° cottura opaco in pasta | 550°C | 6 min | 80°C/min | Oui/Sì | 930°C | 1 min | Légèrement brillante Leggermente lucido |
| 1 ^{ère} cuisson Body 1° cottura massa dentina | 600°C | 4 min | 80°C/min | Oui/Sì | 900°C | 1 min | Légèrement brillante Leggermente lucido |
| 2 nd cuisson Body (Cuisson de correction) 2° cottura massa dentina (cottura di correzione) | 600°C | 3 min | 80°C/min | Oui/Sì | 890°C | 1 min | Légèrement brillante Leggermente lucido |
| Cuisson Lustre Pastes Glaze Cottura per glasura Lustre Paste | 480°C | 2 min | 45°C/min | Non/No | 810°C | 1 min | Brillante Lucido |

Note: Les différents types de four céramique peuvent présenter des différences de température comparées à celles indiquées. Calibrez régulièrement votre four et faites des tests de cuisson si nécessaire.


*Lors de la cuisson d'alliage non précieux, augmentez la température finale de 20°C.

Nota: I diversi tipi di forni per ceramica possono presentare notevoli differenze nelle temperature di cottura effettive rispetto alle temperature indicate. Calibrare periodicamente il forno e, se necessario, eseguire alcune cotture di prova.

*Quando si usano metalli non preziosi, la temperatura per la prima cottura dell'opaco deve essere incrementata di 20°C.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal • liste des alliages compatibles

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal • elenco delle leghe



| Alliage Lega | Société Produttore | Oxydation* Ossidazione* | CET* (25° - 500°) CET* (25° - 500°) |
|--|-----------------------|----------------------------|--|
| Teneur élevée en or Leghe ad elevato tenore aureo | | | |
| Bio Herador SG | Heraeus | V-950°C 10min | 14,5 |
| Herador NH | Heraeus | A-950°C 5min | 13,9 |
| Herador SG | Heraeus | V-980°C 10min | 14,4 |
| JP 84 | Jensen | A-1010°C 5min | 14,1 |
| Bio Ponto Star | Bego | A-950°C 10min | 14,2 |
| Biogold Plus | Elephant | A-950°C 3min | 14,3 |
| Porta Geo Ti | Wieland | A-950°C 10min | 14,1 |
| Degudent N | Degussa | A-980°C 10min | 14,3 |
| Teneur réduite en or Leghe a tenore aureo ridotto | | | |
| V-Deltabond | Metalor | A-950°C 10min | 14,1 |
| Degudor | Degussa | A-980°C 10min | 13,7 |
| Alliages non précieux Leghe vili | | | |
| Girobond NB | Girrbach | A-1040°C 1-2min | 14,6 |
| Wiron 99 | Bego | A-980°C 7min | 13,8 |
| Xera Fit | Metalor | V-980°C 10min | 14,1 |
| Novarex | Jeneric | V-1040°C 0min | 14,1 |
| Wirobond C | Bego | A-980°C 7min | 14,0 |
| FINOBOND NF, NF Superior | Fino | A-980°C 5 min | 14,4 |
| Bio Cromadent | Koos | A-980°C 7min | 14,4 |
| Alliages à base de Pd Leghe palladiate | | | |
| JP5 | Jensen | V-1010°C 5min | 14,9 |

V = sous vide • A = sous atmosphère / sans vide / V = sotto vuoto • A = Atmosferico / No vuoto

* Suivre les instructions du fabricant de l'alliage. / * Secondo le istruzioni del produttore della lega

Produits complémentaires - INmetalbond

Prodotti correlati - INmetalbond




Fine épaisseur de liant entre l'alliage et la céramique. L'INmetalbond évite à l'alliage de dégazer pendant les différentes cuissons et neutralise les différences de CET. L'armature métallique doit être préparée suivant les indications du fabricant.

Strato adesivo sottile tra la lega e la ceramica. INmetalbond impedisce la degassificazione degli ossidi di metallo durante le varie cotture e neutralizza le differenze di CET. La struttura metallica dovrebbe essere preparata secondo le istruzioni del produttore.

Mélangez le produit avant utilisation. Appliquez le liant en fine épaisseur pour masquer le support. Important: ne pas dessécher le liant. Rebouchez la seringue après usage.

Agitare prima dell'uso. Applicare uno strato sottile di adesivo ma coprire completamente la struttura. Importante: Non inumidire l'adesivo una volta asciutto. Richiudere il flacone dopo l'uso.

|  Oxydation Ossidazione | T° de pré-chauffage Temperatura di pre-riscaldamento | Temps de séchage Tempo di asciugatura | Montée en T° Incremento di temperatura | Vide Vuoto | Température finale Temperatura finale | Temps de maintien Tempo di mantenimento | Apparence Aspetto |
|---|---|--|---|---------------|--|--|--|
| | Se référer aux instructions du fabricant de l'alliage Consultare le istruzioni del produttore di leghe | | | | | | |
| Bonding Adesivo | 550°C | 6 min | 80°C/min | Oui/Sì | 980°C | 1 min | Légèrement brillante Leggermente lucido |



Le liant – jaunâtre - doit présenter une surface légèrement brillante. Astuce: la couleur du liant dépend de la composition de l'alliage. Quand on utilise un alliage non précieux avec l'INmetalbond il n'est pas nécessaire d'augmenter la température de 20°C.

L'adesivo ha una superficie giallastra e leggermente lucida. Nota: Il colore dell'adesivo dopo la cottura dipende dai composti della lega. Quando si usano leghe vili con INmetalbond, non è necessario incrementare la temperatura di 20° per la cottura dell'opaco.

Les paramètres de cuisson mentionnés ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et doivent être adaptés à votre four. Le plus important est d'obtenir le juste résultat de cuisson. Utilisez-les à titre indicatif.

I parametri di cottura sopra menzionati sono solo linee guida che devono essere sempre tarate in funzione del forno e della cottura. La cosa più importante è ottenere un risultato finale ottimale.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Tableau des teintes

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Scale colori

Tableau des teintes Pour obtenir une esthétique parfaite, choisissez parmi les composants suivants.
Scale colori Vous trouverez en page 43 les combinaisons détaillées.

Scegliendo tra i componenti indicati di seguito si possono riprodurre le tinte più comunemente utilizzate.

Per i dettagli sulle combinazioni cromatiche raccomandate, consultare pagina 43.

*initial*_{Zr} Light Reflective Liners

Light Reflective Liners

7

1

2

3

4

5

6

Bleach

*initial*_{IQ} One Body Layering-over-Zircon, Body Powders

Body Powders (poudres)

5

A

B

C

D

Bleach

*initial*_{IQ} Lustre Pastes / Lustre Paste



L-N
Neutral



L-A
Body



L-B
Body



L-C
Body



L-D
Body



L-1
Vanilla



L-2
White



L-3
Light Grey



L-4
Dark Grey



L-5
Light Blue



L-6
Dark Blue



L-7
Incisio



L-8
Olive



L-V
Value

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner




Les nouveaux liners Zr-LR Liners sont conçus pour s'adapter à la teinte des différentes armatures zircon (approche systématique).
Pour obtenir une teinte Vita Classic, référez-vous au tableau de combinaison des teintes en page 43.

Utilizzando i sottofondi Liner Riflettenti si può facilmente adattare il colore dei diversi materiali in ZrO₂ in modo da ottenere un risultato uniforme. Ad esempio, per ottenere i colori Vita Classic, consultare le tavole delle combinazioni cromatiche riportate a pagina 43.



Une seule application (a) des Liners Zr-LR est possible, mixer les teintes également ou, possibilité de les additionner aux GC Initial IQ Lustre Pastes NF (c).



I sottofondi Liner Riflettenti possono essere applicati (a) utilizzando un solo colore o più colori (b), oppure aggiungendo una colorazione supplementare con GC Initial IQ Lustre Paste NF (c).

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner

GC Initial • Zircon - Liner Riflettenti



*Appliquez une couche fine et couvrante de Liner Zr-LR.
Référez-vous au tableau de cuisson en page 44.*



*Applicare uno strato sottile e uniforme di Liner Riflettente sufficiente
però a coprire tutta la superficie.
Consultare la tabella delle cotture a pagina 44.*



Astuce: Utilisez un Liner Zr-LR plus intense pour modifier
partiellement la teinte de base. Pour obtenir une
modification plus importante, nous vous recommandons
l'utilisation des GC Initial IQ Lustre Pastes sur le Liner.



Suggerimento: Utilizzare una tonalità più intensa di Liner
Riflettente per modificare parzialmente i colori di base.
Per realizzare modifiche più marcate, si raccomanda di
utilizzare le GC Initial IQ Lustre Paste sul sottofondo.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, contour anatomique complet
GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon,
Procedura per la stratificazione anatomica degli elementi



Montage de la dent avec une seule poudre. Réalisez le montage sur l'armature (poudres A, B, C, D ou BL).



Applicare una massa in polvere Body Powder creando man mano l'intero contorno anatomico della corona (polveri A, B, C, D o BL).



Astuce: Une bonne condensation de la poudre contribue à une rétraction minimale.



Suggerimento: Condensando adeguatamente prima della cottura si riduce il grado di contrazione.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, contour anatomique complet
GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon,
Procedura per la stratificazione anatomica degli elementi



Pour les modifications, utilisez la même poudre. Cuisson selon le tableau page 44.

Per le correzioni utilizzare la medesima polvere. Cuocere secondo le indicazioni riportate nella tabella delle cotture a pagina 44.



Grattez et finalisez la forme.

Correggere la forma fresando come di consueto.



Sablez avant l'application des Lustre Pastes

- Alox 50µm, 2 bars de pression.

*Sabbiare prima di applicare le Lustre Paste e procedere con la cottura di
glasura – Ossido di alluminio 50µm, 2 bar di pressione.*



Appliquez les Lustre Pastes comme décrit en page 30.

Infine, applicare le Lustre Paste come descritto a pagina 30.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, recommandations

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Raccomandazioni





Des résultats esthétiques après cuisson du Glaze Firing avec Lustre Pastes.

Risultati di qualità estetica eccellente dopo la cottura di glasura con le Lustre Paste.



Astuce: Pour un résultat esthétique optimum, l'armature en dioxyde de zircon au niveau du pontique doit être en contact avec la gencive. (Tout en respectant les conditions d'hygiène). Si l'armature n'est pas en contact, la partie cervicale du pontique aura un aspect grisâtre. La conception d'une armature appropriée, anticipant les zones de transparence et les effets de translucidité de la céramique est la clé d'une esthétique de qualité.

Suggerimento: Per ottenere risultati estetici ottimali, è opportuno estendere il più possibile verso la base la struttura in ZrO_2 del ponte (rispettando le consuete linee guida relative all'igiene). Se la struttura non è adeguatamente estesa, l'area cervicale del ponte assumerà un aspetto grigiastro. Un design corretto della struttura, anticipando gli effetti di trasparenza e traslucenza delle ceramiche per veneer, è fondamentale per ottenere un risultato estetico d'eccellenza.




GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, tableau de combinaison des teintes
GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon,
Tavole delle combinazioni cromatiche

| Teintes / Colori | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
|---|----|----|----|------|----|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|----|----|
| GC Initial Zr Light Reflective Liner | BL | 1 | 2 | 3 | 3 | BL | 4 | 4 | 5 | BL:2 1:1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| GC Initial IQ Layering-over-Zircon Body Powders | A | A | A | A | A | BL | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Neutral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Body Shade | | | | | | | | | | | | | | | | |


Lustre Pastes, coloration

Lustre Pastes, Schema di applicazione dei colori



Basé sur le teintier Vitapan Classic®
Applicazione di base per i colori Vitapan
Classic®

L-N: Lustre Neutral
L-A/D: Lustre Body A – D



L-1: Lustre Enamel Effect 1 – Vanilla
L-2: Lustre Enamel Effect 2 – White
L-3: Lustre Enamel Effect 3 – Light Grey
L-4: Lustre Enamel Effect 4 – Dark Grey

L-5: Lustre Enamel Effect 5 – Light Blue
L-6: Lustre Enamel Effect 6 – Dark Blue
L-7: Lustre Enamel Effect 7 – Incisio
L-8: Lustre Enamel Effect 8 – Olive
L-9: Lustre Enamel Effect 9 – Value

Information importante :


Tous les matériaux GC Initial IQ
One Body Layering-over-Zircon et
GC Initial Zr-FS sont entièrement
compatibles et se combinent
aisément avec d'autres options.

Nota importante:

Tutti i materiali GC Initial, IQ One Body Layering-over-Zircon e i materiali GC Initial Zr-FS sono completamente compatibili e possono facilmente essere combinati per ottenere una gamma più ampia di possibilità.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, instructions relatives à la cuisson

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Tabella delle cotture

|  | T° de pré-chauffage Temperatura di pre-riscaldamento | Temps de séchage Tempo di asciugatura | Montée en t° Incremento di temperatura | Vide Vuoto | Température finale Temperatura finale | Temps de maintien Tempo di mantenimento |
|--|---|---|--|---------------|--|---|
| Cuisson des Liners Light Reflective Cottura del Liner Riflettente | 450°C | 6 min | 45°C/min | Oui / Si | 860°C | 1 min |
| 1^{ère} cuisson Body 1° cottura massa dentina | 450°C | 5 min | 50°C/min | Oui / Si | 810°C | 1 min |
| 2nd cuisson Body (Cuisson de correction) 2° cottura massa dentina (cottura di correzione) | 450°C | 4 min | 50°C/min | Oui / Si | 805°C | 1 min |
| Cuisson Lustre Pastes Glaze Cottura per glasura Lustre Paste | 480°C | 2 min | 45°C/min | Non / No | 780°C | 1 min |

Note: Les différents types de four céramique peuvent présenter des différences de température comparées à celles indiquées. Calibrez régulièrement votre four et faites des tests de cuisson si nécessaire.

Nota: I diversi tipi di forni per ceramica possono presentare notevoli differenze nelle temperature di cottura effettive rispetto alle temperature indicate. Calibrare periodicamente il forno e, se necessario, eseguire alcune cotture di prova.

Propriétés physiques & Péréemption


Proprietà fisiche e durata utile

| PROPERTIES / EIGENSCHAFTEN | MESURE / UNITA' DI MISURA | Initial IQ,One Body Layering-over-Metal | | Initial IQ,One Body Layering-over-Zircon | |
|--|--|---|------------------|--|------------------|
| | | VALEUR / VALORE | NORME / STANDARD | VALEUR / VALORE | NORME / STANDARD |
| 1 ^{ère} cuisson de Dentine 1° cottura dentina | °C | 900 | | 810 | |
| CET / CET (25-500°C) | Cuissons / Cotture | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 10 ⁻⁶ ×K ⁻¹ | 12,7 | 12,9 | 9,5 | 9,5 |
| Température de transformation du verre / Temperatura di trasformazione del vetro | °C | 575 | | 550 | |
| Solubilité Solubilità | µg/cm ³ | 25 | Max 100 | 10 | Max 100 |
| Densité Densità | g/ cm ³ | 2,52 | | 2,52 | |
| Résistance à la flexion Resistenza alla flessione | MPa | 84 | Min 50 | 90 | Min 50 |
| Taille moyenne des particules mµ Dimensioni medie delle particelle mµ | D 50% | 25 | | 25 | |
| Force d'adhésion Forza di adesione | MPa | 50 | Min 25 | N/A | |
| Type de céramique Tipo di ceramica | N=Nature / Naturale S=verre syn- thétique/ Vetro sintetico | N/S | | N/S | |

| DESCRIPTION DU PRODUIT / DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | PEREMPTION / DURATA UTILE |
|---|---------------------------|
| GC Initial, toutes les poudres / GC Initial, tutte le polveri | illimitée / Indefinita |
| GC Initial, toutes les pâtes / GC Initial, tutte le Pastes | 5 ans / 5 anni |
| GC Initial, tous les liquides / GC Initial, tutti i liquidi | 4 ans / 4 anni |
| GC Initial Fluo Crystals / GC Initial Fluo Crystals | illimitée / indefinita |

*Petit aperçu des possibilités offertes par le système GC Initial IQ
One Body Layering-over-Zircon*

*Breve panoramica delle potenzialità del sistema GC Initial IQ
One Body Layering-over-Zircon*





Manual Técnico Instrukcja techniczna

GC Initial IQ Layering



Tabla de Contenidos

Spis treści

Página / Strona

| | |
|---|-------|
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Carta de Colores / | |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Tabele kolorów | 49 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Capa de Opaque / Nakładanie opakera | 50 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Estratificando el contorno final / | |
| Procedura modelowania anatomicznego kształtu | 51 |
| GC Initial IQ, Lustre Pastes, Aplicación / Stosowanie glazury Lustre Pastes | 52-53 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Carta de Combinación de Colores / Schemat łączenia kolorów | 54 |
| GC Initial IQ / GC Initial IQ | 55 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Tabla de cocciones / Tabela wypalania | 56 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Metal, Lista de Aleaciones / Lista stopów | 57 |
| Productos Relacionados – INmetalbond / Produkty powiązane – INmetalbond | 58 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Carta de Colores / | |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Tabele kolorów | 59 |
| GC Initial Zircon – Light Reflective Liner (LR) / GC Initial Zircon – Light Reflective Liner (LR) | 60-61 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Estratificando el contorno final / | |
| Procedura modelowania anatomicznego kształtu | 62-63 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Recomendaciones / | |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Wskazówki | 64 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Carta de Combinación de Colores / Schemat łączenia kolorów | 65 |
| GC Initial IQ, One Body, Layering-over-Zircon, Tabla de cocciones / Tabela wypalania | 66 |
| Propiedades Físicas y Caducidades / Właściwości fizyczne i okres trwałości | 67 |
| Un breve resumen de la capacidad del sistema GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon / | |
| Krótki przegląd spektrum możliwości systemu GC Initial IQ One Body Layering-over-Zircon | 68 |

Fotografía / Zdjęcia: ZTM Michael Brüsich - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germany
 ZTM Oliver Heinzle, Götzis, Austria
 CDT Mark Bladen, Worcestershire, United Kingdom

Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Germany.

Vita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Niemcy.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Carta de Colores

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Tabele kolorów

Carta de Colores *Elija entre los siguientes componentes para crear los tonos más comunes.*
 Tabele kolorów *Por favor, encuentre algunas recomendaciones de combinaciones en la página 54.*

Najbardziej popularne odcienie można uzyskać wybierając spośród następujących komponentów. Szczegółowe wskazówki dotyczące łączenia kolorów patrz strona 54.

| <i>initial</i> _{IQ} One Body Layering-over-Metal, Paste Opaques | | | | | | |
|--|---|----|----|----|----|----|
| Pasta Opaquer / Pasty opakera | 5 | A2 | A3 | B2 | C2 | D2 |

| <i>initial</i> _{IQ} One Body Layering-over-Metal, Body Powders | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polvos Body / Proszki Body | 4 | A | B | C | D |

*initial*_{IQ} Lustre Pastes NF / Pasty glazury

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | | | | |
| L-N Neutral Neutralna | L-A Body Body | L-B Body Body | L-C Body Body | L-D Body Body | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L-1 Vainilla Waniliowa | L-2 Blanco Biała | L-3 Gris claro Jasnoszara | L-4 Gris oscuro Ciemnoszara | L-5 Azul claro Jasnoniebieska | L-6 Azul oscuro Ciemnoniebieska | L-7 Rosa Incisio - fioletowa | L-8 Oliva Oliwkowa | L-V Valor Value |

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Capa de opaquer

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, nakładanie opakera



Las estructuras de metal coladas o por CAD/CAM son acabadas con fresas de carburo de tungsteno o instrumentos adecuados para desbastar aleaciones para metal-cerámica y oxidadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la aleación.

Odlaną lub wykonaną techniką CAD/CAM podbudowę metalową opracowuje się frezami z nasypem z węgliku wolframu lub ceramicznymi instrumentami szlifierskimi i oksyduje zgodnie ze wskazówkami producenta stopu.



Aplicar la primera capa de opaquer (wash opaque) con el Paste Opaque normal de GC Initial MC en una capa fina con el uso de un pincel plano. Antes de cocer, aplicar los fluocristales sobre toda la superficie de opaquer.

Pierwszą warstwę opakera (wash) nanieść cienką warstwą za pomocą płaskiego pędzelka używając zwyczajnego opakera w paście GC Initial MC. Przed wypaleniem powierzchnię opakera można wyścielić kryształkami o wysokiej fluorescencji.



Después de la cocción, estos Fluo Crystals, son la base para conseguir una capa homogénea de la 2ª cocción de opaquer.

Po wypaleniu te kryształki fluorescencyjne stanowią podstawę bardzo ważnej równomiernej warstwy drugiego opakera.



En la segunda capa de opaquer, en las áreas críticas deberíamos usar modificadores de opaquer. La capa de opaquer debería presentar una superficie ligeramente brillante.

W miejscach krytycznych, warstwę drugiego opakera powinno się jak zwykle dobarwić kolorem przy użyciu modyfikatora opakera. Powierzchnia opakera powinna być lekko błyszcząca.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Modelado completo

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, modelowanie pełnego konturu



Aplicación del polvo Body en toda la superficie.

Nanoszenie na całej powierzchni proszków Body.



Reconstrucción de la forma final.

Kompletne modelowanie anatomicznego kształtu.



La restauración es cocida siguiendo los parámetros de la primera cocción Body (ver instrucciones de cocción). La superficie de la cerámica cocida muestra un ligero brillo.

W pełni wymodelowana odbudowa wypalana jest według parametrów dla pierwszego wypalania Body (patrz instrukcja wypalania).

Powierzchnia ceramiki po wypaleniu wykazuje lekki połysk.



Resultado después de la cocción de corrección.

Rezultat po wypalaniu korekcyjnym.

GC Initial IQ • Lustre Pastes, Aplicación

GC Initial IQ • Nakładanie past glazury



Antes de aplicar el Lustre, dar forma y contorneado a la restauración de cerámica utilizando fresas de diamante. Las coronas y puentes acabados son areandas con 50 micras de óxido de aluminio y 1,5 bares de presión.

Przed nałożeniem warstwy glazury, uzupełnieniu ceramicznemu nadaje się kształt przy użyciu dostosowanych wiertel z diamentowym nasypem.

Po opracowaniu korony i mosty poddawane są piaskowaniu tlenkiem glinu o ziarenkach wielkości 50 mikronów pod ciśnieniem 1,5 bar.



El Lustre Paste Neutral es aplicado sobre toda la superficie arenada. Esta capa de recubrimiento es más gruesa que lo que conocemos como una capa normal de glaseado.

Nota: estos Lustre Pastes no pueden entrar en contacto con el agua.

Na wypiskowane uzupełnienie w pierwszej kolejności, do pokrycia całej powierzchni nakładana jest neutralna glazura (L-N) znacznie „grubiej” niż w przypadku normalnego wypalania glazury.



Uwaga: te pasty glazury nie mogą mieć kontaktu z wodą.

El color Vitapan Classic® requerido es creado mediante los Lustre Pastes “Body A – D” en mayor o menor intensidad. Este proceso, que solo nos lleva 2 minutos, es todo lo necesario para crear los colores Vitapan Classic®.



Pożądaný odcień Vitapan Classic® uzyskuje się poprzez bardziej lub mniej intensywne nakładanie past glazury “Body A - D”. Procedura uzyskania odcienia odpowiadającego Vitapan Classic® wymaga zaledwie 2 minut.



GC Initial IQ • Lustre Pastes, Aplicación

GC Initial IQ • Nakładanie past glazury



Consejo: La textura o suavidad deseada de la superficie de la capa del Lustre Paste se puede obtener mediante vibración o condensación suave de la restauración.

Wskazówka: Pożądaną strukturę powierzchni lub gładkość po nałożeniu pasty glazury można uzyskać poprzez delikatną wibrację lub kondensację odbudowy.



Resultado después de una cocción.

Rezultat po 1 wypalaniu.

Para una descripción más detallada de las posibilidades de los Lustre Pastes NF, consulte el manual correspondiente.

Bardziej szczegółowy opis możliwości Lustre Pastes NF można znaleźć w instrukcji odnoszącej się do tego produktu.




GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Carta de Combinación de Colores

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, schemat łączenia kolorów

| Colores / <i>Odcienie</i> | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | D2 | D3 | D4 |
|--|--------------------|-----|-----|-------|-----|--------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|
| GC Initial MC Opaque | OA1 | OA2 | OA3 | OA3.5 | OA4 | OB1 | OB2 | OB3 | OB4 | OC1 | OC2 | OC3 | OD2 | OD3 | OD4 |
| GC Initial IQ Layering-over-Metal Body Powders | Body A | | | | | Body B | | | | Body C | | | Body D | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Neutral | <div>← L-N →</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Body Shade | <div>← L-A →</div> | | | | | <div>← L-B →</div> | | | | <div>← L-C →</div> | | | <div>← L-D →</div> | | |


Lustre Pastes, Esquema de Coloración

Lustre Pastes, schemat stosowania




Aplicación básica para colores Vita Classic
Podstawowe malowanie do odcieni Vita Classic

L-N: Lustre Neutral
L-A/D: Lustre Body A – D



L-1: Lustre Enamel Effect 1 – Vanilla
L-2: Lustre Enamel Effect 2 – White
L-3: Lustre Enamel Effect 3 – Light Grey
L-4: Lustre Enamel Effect 4 – Dark Grey



L-5: Lustre Enamel Effect 5 – Light Blue
L-6: Lustre Enamel Effect 6 – Dark Blue
L-7: Lustre Enamel Effect 7 – Incisio
L-8: Lustre Enamel Effect 8 – Olive
L-9: Lustre Enamel Effect 9 – Value

Información Importante:

Todos los materiales GC Initial, IQ One Body Layering-over-Metal y GC Initial MC son totalmente compatibles y pueden ser combinados para obtener mayores opciones.

Ważna wskazówka:

Wszystkie materiały GC Initial, IQ One Body Layering-over-Metal i materiały GC Initial MC są w pełni kompatybilne i można je łatwo ze sobą łączyć, co rozszerza ich możliwości.

GC Initial IQ GC Initial IQ




Un breve resumen de la capacidad del sistema de GC Initial IQ One Body Layering-over-Metal.

Spektrum możliwości GC Initial IQ One Body Layering-over-Metal.



GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Tabla de Cocciones

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, tabela wypalania

|  | Temp. Pre- calentamiento Temp. początkowa | Tiempo de secado Czas suszenia | Incremento de Temp. Wzrost temp. | Vacío Próżnia | Temperatura Final Temp. końcowa | Tiempo de Manten- imiento Czas utrzy- mywania | Apariencia Wygląd |
|---|---|---|--|------------------|--|---|---|
| Oxidación Oksydacja | Según las instrucciones del fabricante de la aleación W odniesieniu do instrukcji producenta stopu | | | | | | |
| 1ª Cocción Opaquer Pasta * Pierwsze wypalanie opakera w paście* | 550°C | 6 min | 80°C/min | Si / Tak | 940°C | 1 min | Brillante / Błyszczący |
| 2ª Cocción Opaquer Pasta Drugie wypalanie opakera w paście | 550°C | 6 min | 80°C/min | Si / Tak | 930°C | 1 min | Ligeramente brillante / Lekko błyszczący |
| 1ª Cocción Body Pierwsze wypalanie Body | 600°C | 4 min | 80°C/min | Si / Tak | 900°C | 1 min | Ligeramente brillante / Lekko błyszczący |
| 2ª Cocción Body (cocción de corrección) Drugie wypalanie Body (korekcyjne) | 600°C | 3 min | 80°C/min | Si / Tak | 890°C | 1 min | Ligeramente brillante / Lekko błyszczący |
| Cocción de Glaseado Lustre Pastes Wypalanie na połysk past glazury | 480°C | 2 min | 45°C/min | No /Nie | 810°C | 1 min | Brillante / Błyszczący |

Nota: Los diferentes tipos de hornos de cerámica pueden variar significativamente en la temperatura de cocción real comparado con la temperatura indicada. Por favor, periódicamente calibre su horno y haga una prueba de cocción si es necesario.


* Por favor, incremente la temperatura de la primera cocción de opaquer en + 20 ° C cuando se utilizan metales no preciosos.

Uwaga: Piece do ceramiki różnych typów mogą się znacznie różnić pod względem rzeczywistej i zaprogramowanej temperatury wypalania. Należy okresowo kalibrować piec do wypalania i w razie potrzeby przeprowadzać wypalanie próbne.

* W przypadku stosowania stopów metali nieszlachetnych, temperaturę pierwszego wypalania opakera należy podnieść o +20°C.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Lista de aleaciones

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, lista stopów



| Aleación Stop | Compañía Producent | Oxidación* Oksydacja* | CTE* (25° - 500°) |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| Aleaciones de alto contenido en Au Stopy o wysokiej zawartości złota | | | |
| Bio Herador SG | Heraeus | V-950°C 10min | 14,5 |
| Herador NH | Heraeus | A-950°C 5min | 13,9 |
| Herador SG | Heraeus | V-980°C 10min | 14,4 |
| JP 84 | Jensen | A-1010°C 5min | 14,1 |
| Bio Ponto Star | Bego | A-950°C 10min | 14,2 |
| Biogold Plus | Elephant | A-950°C 3min | 14,3 |
| Porta Geo Ti | Wieland | A-950°C 10min | 14,1 |
| Degudent N | Degussa | A-980°C 10min | 14,3 |
| Aleaciones de medio contenido en Au Stopy o zredukowanej zawartości złota | | | |
| V-Deltabond | Metalor | A-950°C 10min | 14,1 |
| Degudor | Degussa | A-980°C 10min | 13,7 |
| Aleaciones no preciosas Stopy metali nieszlachetnych | | | |
| Girobond NB | Girrbach | A-1040°C 1-2min | 14,6 |
| Wiron 99 | Bego | A-980°C 7min | 13,8 |
| Xera Fit | Metalor | V-980°C 10min | 14,1 |
| Novarex | Jeneric | V-1040°C 0min | 14,1 |
| Wirobond C | Bego | A-980°C 7min | 14,0 |
| Anax NPI | Anaxdent | | 14,1 |
| Bio Cromadent | Koos | A-980°C 7min | 14,4 |
| Aleaciones en base a Pd Stopy na bazie palladu | | | |
| JP5 | Jensen | V-1010°C 5min | 14,9 |

V = con vacío • A = Sin vacío / V = w próżni • A = Atmosferyczne / Normalne ciśnienie
 * Seguir instrucciones del fabricante de la aleación. / * Według danych producenta stopu

Productos relacionados - INmetalbond

Powiązane produkty - INmetalbond




Capa fina de unión entre el metal y la cerámica. El INMetalbond permite la desgasificación de los óxidos metálicos durante las cocciones y neutraliza las diferencias en CET. La estructura de metal deberá ser preparada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Cienka warstwa pośrednia pomiędzy stopem i ceramiką. INmetalbond neutralizuje odgazowanie tlenków metali podczas wypalania i amortyzuje różnice we współczynniku rozszerzalności cieplnej. Podbudowa metalowa powinna być wykonana zgodnie z instrukcjami producenta.



Agitar antes de usar. Aplicar el bonding en una capa fina pero cubriendo la estructura completa. Importante: No humedecer el bonding seco. Cerrar la tapa después de usar.

Przed użyciem dobrze zamieszać. Nanieść środek łączący cienką, ale pokrywającą w całości podbudowę warstwą przy użyciu pędzelka do opakera w paście. Ważne: Nie zwilżać wysuszonego środka łączącego. Po użyciu zamknąć nakrętką.

|  Oxidación Oksydacja | Temp. Pre- calentamiento Temp. początkowa | Tiempo secado Czas suszenia | Incremento de Temp. Wzrost temp. | Vacío Próżnia | Temperatura Final Temp. końcowa | Tiempo man- tenimiento Czas utrzy- mywania | Aspecto Wygląd |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------|--|---|---|
| | Según las instrucciones del fabricante de la aleación W odniesieniu do instrukcji producenta stopu | | | | | | |
| Bonding Środek łączący | 550°C | 6 min | 80°C/min | Yes/Tak | 980°C | 1 min | Ligeramente Brillante / Lekko błyszczący |



El bonding presenta una superficie amarillenta, ligeramente brillante. Nota: El color del bonding cocido depende de los componentes de la aleación. Cuando usamos aleaciones no preciosas con INmetalbond, la primera capa de Opaquer no necesita ser incrementada 20°C.

Środek łączący ma żółtawą, lekko błyszczącą powierzchnię. Uwaga: Kolor wypalonego środka łączącego zależy od składu stopu. W przypadku stopów metali nieszlachetnych używanych w połączeniu z INmetalbond, nie ma potrzeby podnoszenia temperatury o 20°C do pierwszego wypalania opakera (wash).

Los parámetros de cocción mencionados anteriormente son sólo de guía y por lo tanto siempre que sea necesario ajustar su horno cerámico y su correcta funcionalidad. Lo más importante es obtener el resultado de cocción correcto. Estos parámetros de cocción sólo se pueden utilizar como guía.

Powyższe parametry wypalania są tylko wytycznymi, które zawsze muszą być dostosowane do pieca do wypalania i jego prawidłowego funkcjonowania. Najważniejsze jest uzyskanie właściwego rezultatu wypalania. Parametry wypalania mogą być używane tylko jako wskazówki.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Carta de Colores

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Tabele kolorów

Carta de Colores Tabele kolorów

Elija entre los siguientes componentes para crear los tonos más comunes.
Por favor, encuentre algunas recomendaciones de combinaciones en la página 65.

Najbardziej popularne odcienie można uzyskać wybierając spośród następujących komponentów. Szczegółowe wskazówki dotyczące łączenia kolorów patrz strona 65.

| initial _{Zr} Light Reflective Liners | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Light Reflective Liners / Linery odbijające światło | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bleach |

| initial ^{IQ} One Body Layering-over-Zircon, Body Powders | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--------|
| Polvos Body / Proszki Body | 5 | A | B | C | D | Bleach |

initial_{IQ} Lustre Pastes NF / Pasty glazury

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | | | | |
| L-N Neutral Neutralna | L-A Body Body | L-B Body Body | L-C Body Body | L-D Body Body | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L-1 Vainilla Vaniliowa | L-2 Blanco Biała | L-3 Gris claro Jasnoszara | L-4 Gris oscuro Ciemnoszara | L-5 Azul claro Jasnoniebieska | L-6 Azul oscuro Ciemnoniebieska | L-7 Rosa Incisio - fioletowa | L-8 Oliva Oliwkowa | L-V Valor Value |

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner




Usando los Zr-LR Liners, puede ajustar fácilmente el color de los diferentes materiales coloreados de ZrO_2 para una aproximación sistemática. Por ejemplo, para conseguir los colores Vita clásicos, consulte la carta de combinación de colores en la página 65.

Linery Zr-LR umożliwiają łatwe dopasowanie odcienia barwionych w różny sposób podbudów cyrkonowych do systemu. Na przykład, aby odtworzyć klasyczne odcienie Vita, patrz Schemat łączenia kolorów strona 65.



Una aplicación de un solo color de los Zr-Liners es posible (a), así como una aplicación multi-color (b), o un color adicional con GC Initial IQ Lustre Pastes NF (c).



Możliwe jest stosowanie zarówno jednego koloru (a) linera Zr-LR, jak również wielu kolorów (b), lub dodatkowa indywidualizacja przy użyciu GC Initial IQ Lustre Pastes NF (c).

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner

GC Initial • Zircon - Light Reflective (LR) Liner



Aplicar una capa fina del Zr-LR Liner de manera uniforme pero cubriendo.
Consulte la tabla de cocción en la página 66.



*Należy Zr-LR Liner równomiernie cienką, ale kryjącą warstwą.
Patrz tabela wypalania na stronie 66.*



Consejo: Use con más intensidad el Zr-LR Liner para modificar los colores básicos parcialmente. Para lograr una mayor modificación, también recomendamos el uso de GC Initial IQ Lustre Pastes NF sobre el Liner.



Wskazówka: Stosować bardziej intensywny Zr-LR Liner do częściowej modyfikacji odcieni podstawowych. Aby uzyskać maksymalną modyfikację, zalecamy również użycie GC Initial IQ Lustre Pastes na Liner.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Estratificando el contorno final

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, procedura modelowania anatomicznego kształtu



Aplicar el polvo de base Body, estratificando anatómicamente todo el contorno de la corona (A, B, C, D o BL).

Korony modelować warstwowo nadając im w pełni anatomiczny kształt za pomocą jednej masy Body (proszki A, B, C, D lub BL).



Sugerencia: Condensar bien antes de cocer reduce la contracción.

Wskazówka: Dobra kondensacja masy przed wypaleniem zmniejsza skurcz.



GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Estratificando el contorno final

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, procedura modelowania anatomicznego



Para las correcciones, utilice el mismo polvo de nuevo. De la cocción de acuerdo a la tabla de cocción de la página 66.

Do korekty używać ponownie tego samego proszku. Wypalać według tabeli wypalania na stronie 66.



Corregir la forma de acuerdo a la técnica usada habitualmente.

Korekta kształtu przez odpowiednie opracowanie – jak zwykle.



Antes de aplicar la coloración mediante los Lustre Pastes, las coronas y puentes deben ser arenadas con óxido de aluminio 50 μ m, 2 bares de presión.

Wypiaskować przed nadaniem koloru za pomocą Lustre Pastes przy wypalaniu glazury – tlenek glinu 50 μ m, ciśnienie 2 bary.



Por último, aplicar los Lustre Pastes NF como se describe en la página 52.

Na koniec, nałożyć Lustre Pastes, jak opisano na stronie 52.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Recomendaciones

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, rekomendacje





Resultado altamente estético después de la cocción con Lustre Pastes NF.

Wysoko estetyczny efekt po wypaleniu glazury z Lustre Pastes.

Consejo: Para obtener óptimos resultados estéticos, el póntico de la estructura de ZrO_2 debe extenderse hacia la zona basal en la medida de lo posible (dentro de las pautas comunes para los requisitos de higiene). Si la estructura no está debidamente extendida, la zona cervical del póntico tendrá un aspecto grisáceo. El diseño apropiado de la estructura anticipándose a la transparencia, y los efectos de translucidez de la cerámica del recubrimiento cerámico es la clave para el mejor diseño estético.

Wskazówka: Aby uzyskać optymalne efekty estetyczne, podbudowa cyrkonowa przęsła powinna być u podstawy w miarę możliwości wydłużona (z zachowaniem wytycznych dotyczących wymogów higieny). Jeżeli podbudowa cyrkonowa nie będzie odpowiednio wydłużona, powierzchnia dziąsłowa przęsła będzie miała szary wygląd. Właściwa konstrukcja podbudowy, przewidywanie przezierności i efektów przeświecania ceramiki do licowania jest kluczem do zaplanowania najlepszej estetyki.




GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, Carta de Combinación de Colores

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Zircon, schemat łączenia kolorów

| Colores / Odcienie | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 |
|--|---------|----|----|------|---------|----|----|----|---------|-------------|----|----|---------|----|----|----|
| GC Initial Zr Light Reflective Liner | BL | 1 | 2 | 3 | 3 | BL | 4 | 4 | 5 | BL:2 1:1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| GC Initial IQ Layering-over-Zircon Body Powders | A | A | A | A | A | BL | B | B | B | C | C | C | C | D | D | D |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Neutral | ← L-N → | | | | | | | | | | | | | | | |
| GC Initial IQ Lustre Pastes Body Shade | ← L-A → | | | | ← L-B → | | | | ← L-C → | | | | ← L-D → | | | |


Lustre Pastes, Esquema de Coloración

Lustre Pastes, schemat stosowania



Aplicación básica para colores Vita Classic
Podstawowe malowanie do odcieni Vita Classic

L-N: Lustre Neutral
L-A/D: Lustre Body A - D



L-1: Lustre Enamel Effect 1 - Vanilla
L-2: Lustre Enamel Effect 2 - White
L-3: Lustre Enamel Effect 3 - Light Grey
L-4: Lustre Enamel Effect 4 - Dark Grey

L-5: Lustre Enamel Effect 5 - Light Blue
L-6: Lustre Enamel Effect 6 - Dark Blue
L-7: Lustre Enamel Effect 7 - Incisio
L-8: Lustre Enamel Effect 8 - Olive
L-9: Lustre Enamel Effect 9 - Value

Información importante:

Todos los materiales GC Initial, IQ One Body Layering-over-Zircon y GC Initial Zr-FS son totalmente compatibles y pueden ser combinados para obtener mayores opciones.

Ważna wskazówka:

Wszystkie materiały GC Initial, IQ One Body Layering-over-Zircon i materiały GC Initial Zr-FS są w pełni kompatybilne i można je łatwo ze sobą łączyć, co rozszerza ich możliwości.

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, Tabla de cocciones

GC Initial IQ • One Body Layering-over-Metal, instrukcja wypalania

|  | Temp. Pre- calentamiento Temp. początkowa | Tiempo de secado Czas suszenia | Incremento de Temp. Wzrost temp. | Vacío Próżnia | Temperatura Final Temp. końcowa | Tiempo de Mantenimiento Czas utrzy- mywania |
|--|--|--------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|
| Cocción Light ReflectiveLiner Wypalanie Light Reflective Liner | 450°C | 6 min | 45°C/min | Si / Tak | 860°C | 1 min |
| 1ª Cocción Body Pierwsze wypalanie Body | 450°C | 5 min | 50°C/min | Si / Tak | 810°C | 1 min |
| 2ª Cocción Body (cocción de corrección) Drugie wypalanie Body (korekcyjne) | 450°C | 4 min | 50°C/min | Si / Tak | 805°C | 1 min |
| Cocción de Glaseado Lustre Pastes Wypalanie na połysk past glazury | 480°C | 2 min | 45°C/min | No / Nie | 780°C | 1 min |

Nota: Los diferentes tipos de hornos de cerámica pueden variar significativamente en la temperatura de cocción real comparado con la temperatura indicada. Por favor, periódicamente calibre su horno y haga una prueba de cocción si es necesario.

Uwaga: W piecach ceramicznych różnych typów mogą wystąpić znaczne wahania pomiędzy rzeczywistą temperaturą wypalania i temperaturą zaprogramowaną. Należy okresowo kalibrować piec do wypalania i w razie potrzeby przeprowadzać wypalanie próbne.

Propiedades físicas y caducidades


Właściwości fizyczne i dopuszczalny okres trwałości

| PROPIEDADES / WŁAŚCIWOŚCI | MEDIDA / JEDNOSTKA MIARY | Initial IQ,One Body Layering-over-Metal | | Initial IQ,One Body Layering-over-Zircon | |
|---|---|---|---------------|--|---------------|
| | | VALOR / WARTOŚĆ | NORMA / NORMA | VALOR / WARTOŚĆ | NORMA / NORMA |
| 1ª Cocción Dentina Pierwsze wypalanie dentynty | °C | 900 | | 810 | |
| CTE (25-500°C) | Cocciones / Wypalania | 2 | 4 | 2 | 4 |
| | 10 ⁻⁶ °K ⁻¹ | 12,7 | 12,9 | 9,5 | 9,5 |
| Temp. transformación de vidrio Temperatura szklwienia | °C | 575 | | 550 | |
| Solubilidad Rozpuszczalność | µg/cm³ | 25 | Max 100 | 10 | Max 100 |
| Densidad Gęstość | g/ cm³ | 2,52 | | 2,52 | |
| Resistencia Flexión Wytrzymałość na zginanie | MPa | 84 | Min 50 | 90 | Min 50 |
| Tamaño partícula media µm Średnia wielkość cząsteczek µm | D 50% | 25 | | 25 | |
| Fuerza de unión Siła połączenia | MPa | 50 | Min 25 | N/A - Nie dotyczy | |
| Tipo de cerámica Rodzaj ceramiki | N=Natural / Naturalna S=Vidrio sintético / Syntetyczna | N/S | | N/S | |

| DESCRIPCIÓN PRODUCTO / PRODUKT | CADUCIDAD / OKRES TRWAŁOŚCI |
|--|-----------------------------|
| GC Initial, Polvos / <i>Proszki</i> | Indefinido / Nieograniczony |
| GC Initial, Pastas / <i>Pasty</i> | 5 años / 5 lat |
| GC Initial, Líquidos / <i>Płyny</i> | 4 años / 4 lata |
| GC Initial Fluo Crystals / <i>Kryształki fluorescencyjne</i> | Indefinido / Nieograniczony |

*Un breve resumen de la capacidad del sistema GC Initial IQ One
Body Layering-over-Zircon*

*Krótki przegląd spektrum możliwości systemu GC Initial IQ One
Body Layering-over-Zircon*



Blank lined paper for writing.

Blank lined paper for writing.



GC EUROPE N.V.
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B - 3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC AMERICA INC.
 3737 West 127th Street
 USA - Alsip, ILL. 60803
 Tel. +1.708.597.0900
 Fax. +1.708.3771.5103
sales@gcamerica.com
www.gcamerica.com

GC GERMANY GmbH
 Seifgrundstrasse 2
 D - 61348 Bad Homburg
 Tel. +49.61.72.99.59.60
 Fax. +49.61.72.99.59.66.6
info@germany.gceurope.com
www.germany.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.
 Via Calabria 1
 I - 20098 San Giuliano Milanese
 Tel. +39.02.98.28.20.68
 Fax. +39.02.98.28.21.00
info@italy.gceurope.com
www.italy.gceurope.com

GC UNITED KINGDOM Ltd.
 12-15, Coopers Court
 Newport Pagnell
 UK - Bucks. MK16 8JS
 Tel. +44.1908.218.999
 Fax. +44.1908.218.900
info@uk.gceurope.com
www.uk.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.
 9 bis, Avenue du Bouton d'Or - BP 166
 F - 94384 Bonneuil sur Marne Cedex
 Tel. +33.1.49.80.37.91
 Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
www.france.gceurope.com

GC IBÉRICA
 Dental Products, S.L.
 Edificio Codesa 2
 Playa de las Américas, 2, 1º, Of. 4
 ES - 28230 Las Rozas, Madrid
 Tel. +34.916.364.340
 Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
www.spain.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
 Tallak 124
 A - 8103 Rein bei Graz
 Tel. +43.312.45.40.20
 Fax. +43.312.45.40.20.40
info@austria.gceurope.com
www.austria.gceurope.com

GC BENELUX B.V.
 Edisonbaan 12
 NL - 3439 MN Nieuwegein
 Tel. +31.30.630.85.00
 Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
www.benelux.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 East European Office
 Siget 19b
 HR - 10020 Zagreb
 Tel. +385.1.46.78.474
 Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC NORDIC AB
 Finnish Branch
 Vanha Hommaksentie 11B
 FIN - 02430 Masala
 Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
www.finland.gceurope.com

GC Nordic AB
 Danish Branch
 Broparken 21
 DK - 2680 Solrød Strand
 Tel. +45.56.14.40.39
info@denmark.gceurope.com
www.nordic.gceurope.com

GC NORDIC AB
 Kungsposten 4 A
 S - 427 50 Billdal
 Tel. +46.31.93.95.53
 Fax. +46.31.91.42.46
info@nordic.gceurope.com
www.nordic.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH
 Swiss Office
 Bergstrasse 31
 CH - 8890 Flums
 Tel. +41.81.734.02.70
 Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
www.switzerland.gceurope.com